

Siliconen orthese

U heeft een voetonderzoek gehad, waaruit bleek dat uw tenen een hulpmiddel nodig hebben om beter te kunnen functioneren.

Dit hulpmiddel is een orthese, die beschermend en/of corrigerend werkt door misvormingen van tenen of voet tegen te gaan of te herstellen.

Gebruik:

- De orthese werkt het beste bij het dragen van dichte schoenen, mits daar voldoende ruimte in is.
- Bewaar de orthese 's nachts in een (jam/medicijn) potje waarin een laagje (2mm) talkpoeder zit.
- Door het potje met orthese te schudden zet zich een laagje talkpoeder af op de orthese
- Talkpoeder is zowel rubber- als huidvriendelijk: het komt dus zowel het draagcomfort aan de voet als de levensduur van de orthese ten goede.
- De orthese indien mogelijk met twee handen aanbrengen en verwijderen (nooit trekken)
- De orthese mag geen pijn doen of irriteren. U kunt dit binnen één week constateren.
- Probeer de orthese evt. in andere schoenen.
- Blijven de problemen, dan moet u contact met ons opnemen.

Onderhoud:

- U kunt de orthese wekelijks afwassen met handzeep (eventueel een oude tandenborstel gebruiken.)
- Hierna orthese zeer goed laten drogen, en weer in het potje met talkpoeder doen. (zie gebruik)
- Meestal kunnen beschadigingen aan de orthese gerepareerd worden.